

超纯水系统Alto

超纯水系统Alto为客户提供实验室超纯水，应用于化学仪器分析、生物仪器分析、动物和植物细胞培养、分子生物学。



产水水质

目录号	ALT000002	ALT000007
规格	ALT TOC	ALT TOC UF
电阻率(MΩ*cm)	18.2	18.2
细菌(cfu/mL)	1	1
颗粒截留率(%)	>99	>99
内毒素(Eu/mL)	-	0.001
TOC(ppb)	1-5	1-5
Rnase(ng/ml)	-	无
Dnase(pg/μl)	-	无

纯水超纯水一体化系统Duo

纯水超纯水一体机纯水系统Duo为客户提供实验室2级纯水和超纯水。

- 2级纯水应用于缓冲液配制、pH标准溶液、微生物培养基的配制、样品分析和试剂制备。
- 超纯水应用于化学仪器分析、生物仪器分析、动物和植物细胞培养、分子生物学。



产水水质

目录号	DUO000030		DUO300020	
规格	DUO TOC		DUO TOC UF	
指标	2级纯水	超纯水	2级纯水	超纯水
电阻率(MΩ*cm)	1-15	18.2	1-15	18.2
细菌截留率(%)	>99	>99	>99	>99
颗粒截留率(%)	>99	>99	>99	>99
Rnase(ng/ml)	-			
Dnase(pg/μl)	-			

JET·中国总部

广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd
地址：广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号
电话：020-32811888 传真：020-32811888-802
公司官网：www.jetbiofil.com
E-mail：info@jetbiofil.com

JET·北京
电话：010-89504831
JET·上海
电话：021-37639600
JET·广州
电话：020-37580641
JET·北京
电话：010-89504831

JET·上海
电话：021-37639600
JET·武汉
电话：027-87363100
JET·成都
电话：028-85093020
JET·西安
电话：029-81042718
JET·长春
电话：0431-80540406



关注公众号